

Fachleute über die ANABOX® »stationär«:



»Die **ANABOX**® verschafft uns mehr Zeit für die Bewohner. Das zeitraubende Stellen der Medikamente entfällt.«

Marion Schubert
Pflegermanagerin
Wohn- und Pflegezentrum
WG Adam-Ries 23
09456 Annaberg-Buchholz



»Mit der **ANABOX**® spare ich Zeit und Geld. Außerdem tue ich noch etwas für die Umwelt.«

Schwester Magdalena Zantow
Heimleiterin / Altenzentrum Herrenberg
Georg-Friedrich-Händel-Straße 2
71083 Herrenberg



»Mit der **ANABOX**® gibt es bessere Noten für Alten- und Pflegeheime.«

Lena Hartmann
Pflegedienstleiterin (PDL)
Alterswohnsitz »Gut Förstel«
08352 Raschau / OT Langenberg



»Die Zufriedenheit und die Patientensicherheit in den Heimen ist spürbar besser geworden seit wir die Medikamente dort in der **ANABOX**® stellen.«

Marko Eschmann / Apotheker
Sonnen-Apotheke
Alexander-Puschkin-Platz 4
01587 Riesa

Sie erreichen uns unter:

Fon: +49 3733 / 596 300
Fax: +49 3733 / 596 301


E-mail: anmed@t-online.de
Internet: www.anabox.de

Post:
anmed GmbH
Gartenstraße 13
09456 Annaberg-Buchholz

Himmelblau.tv: Text, Konzeption und Projektleitung
Goldener Westen: Design, Illustration und Konzeption

ANABOX®

Sicherheit und Effizienz in der Medikamentenvergabe



Die ANABOX® »stationär«

Medizin für vier Wochen

Die ANABOX® beherbergt die Morgen-, Mittags- und Abendmedizin für einen Bewohner für bis zu vier Wochen.

Das Stellen der Medikamente

Das Stellen der Medikamente kann nach erfolgreicher Schulung jede Fachkraft übernehmen. Empfohlen wird Alten- und Pflegeheimen, das Stellen der Medikamente den Fachkräften der zuliefernden Apotheken zu überlassen. Diese klären und erledigen auch sämtliche Arbeiten, die anfallen, wenn Bewohner eines Alten- und Pflegeheims Rezepte bekommen. Damit entfällt für das Pflegepersonal eine zeitintensive, verantwortungsvolle und oft belastende Arbeit.

Medikamentenvergabe

Pflegekräfte verabreichen die Medizin und besprechen mit dem Fachpersonal der Apotheke vor Ort, wenn ein Bewohner andere Medikamente oder veränderte Dosen verschrieben bekommen hat.



Sicherheitsschloss

Umweltfreundlichkeit

Im Gegensatz zur Verblisterung entsteht beim System ANABOX® »stationär« kein zusätzlicher Verpackungsmüll. Eine Tablette mehr oder weniger ist problemlos aufzufüllen oder zu entnehmen.

Kontrolle

Die mitgelieferte kostenlose Software ist so etwas wie das gute Gewissen der ANABOX® »stationär«. Dort wird notiert, was der Bewohner verordnet bekommen und auch eingenommen hat. Zusätzlich zeigt eine kleine Ampel mit den Farben rot, grün und gelb an, wie es um den Vorrat in der ANABOX® »stationär« steht.

Sicherheit und Hygiene

Die ANABOX® »stationär« ist abschließbar. Das ist eine wichtige Forderung des MDK und eine zusätzliche Sicherheit vor Zugriffen durch Dritte. Die ANABOX® ist spülmaschinenfest.

Transport

Die ANABOX® verfügt über einen Tragegriff und kann im geschlossenen Zustand problemlos transportiert werden.

Unterbringung

Die ANABOX® »stationär« kann, wenn gewünscht, auf dem Zimmer des Bewohners oder in einem separaten Raum stehen. Die ANABOX® »stationär« wiegt etwa 6 kg und hat die Maße von 38cm Tiefe, 27cm Höhe und 30cm Breite.

Made in Germany

Die ANABOX® »stationär« wird zu 100% in Annaberg-Buchholz, Erzgebirge hergestellt.

ANABOX® »stationär« - das System

In jeder der drei Schubladen der ANABOX® »stationär« befinden sich 28 Tagesboxen – ausreichend Platz für die Medikamente eines Bewohners für einen Monat. Die Zahlen 1 bis 4 auf den Tagesboxen zeigen die vier Wochen eines Monats an.

ANABOX® »stationär« - das Herzstück

Die Tagesboxen für die Morgen-, Mittags- und Abendmedikamente sind in 12 verschiedenen Farben lieferbar – je nach Wunsch.

